

M5 AllPure DNA/RNA/Protein Kit

DNA/RNA/蛋白共提试剂盒使用说明书

产品名称	单位	货号
M5 AllPure DNA/RNA/Protein Kit	50T	MF153-plus-01

【储存条件】

常温保存。

【产品简介】

本试剂盒适用于从同一细胞或组织样本中同时分离纯化基因组 DNA、总 RNA 和总蛋白。本产品无需将样品分为 3 份来分别提取 DNA、RNA 和蛋白质，也无需先将纯化后的总核酸分为两份后再分别纯化 DNA 和 RNA，因此可最大限度的回收 DNA、RNA 和蛋白质，可以用于小量样品、珍稀样品的核酸和蛋白纯化。纯化后的 DNA、RNA 和蛋白质可被单独洗脱，可直接应用于下游多种分子生物学操作。本试剂盒中不包含苯酚和氯仿等有毒物质，无需乙醇沉淀，操作简单、快捷。提取的基因组 DNA 可用于 PCR、Real-time PCR、Southern Blot、Dot Blot、比较基因组杂交 (CGH)、基因分析和 SNP 分析；总 RNA 可应用于 RT-PCR、cDNA 的合成、Northern Blot、Dot Blot 和基因芯片等实验；总蛋白可应用于电泳和 WesternBlot 等。

【自备试剂】

β -巯基乙醇（新开封或提取 RNA 专用）、70%乙醇（用无 RNase 的水配制）、无水乙醇。

【产品组份】

	50 T
Buffer RL	35 ml
Buffer RW1	40 ml
Buffer RW2 (concentrate)	11 ml
RNase-Free Water	10 ml
Buffer GW1 (concentrate)	13 ml
Buffer GW2 (concentrate)	15 ml
Buffer GE	15 ml
Buffer PZ	60 ml
Buffer PLS	15 ml
Spin Columns DM with Collection Tubes	50
Spin Columns RM with Collection Tubes	50
Collection Tubes	100
RNase-Free Centrifuge Tubes (1.5 ml)	100

【实验前准备及重要注意事项】

1. 预防 RNase 污染，应注意以下几方面：
 - 1) 使用无 RNase 的塑料制品和枪头，避免交叉污染。
 - 2) 玻璃器皿应在使用前于 180°C 高温下干烤 4 小时，塑料器皿可在 0.5 M NaOH 中浸泡 10 分钟，用水彻底冲洗后高压灭菌。
 - 3) 配制溶液应使用无 RNase 的水。
 - 4) 操作人员戴一次性口罩和手套，实验过程中要勤换手套。
2. 样品应避免反复冻融，否则影响提取 DNA、RNA 和蛋白质的质量。样品在 Buffer RL 中，可于 -70°C 保存一个月。
3. Buffer RL 在使用前请加入 β -巯基乙醇，1ml Buffer RL 加 10 μ l β -巯基乙醇。加入 β -巯基乙醇的 Buffer RL 室温可保存 1 个月。
4. 第一次使用前应按照试剂瓶标签的说明在 Buffer RW2、Buffer GW1 和 Buffer GW2 中加入无水乙醇。
5. 使用前请检查 Buffer RL 是否出现结晶或者沉淀，如有结晶或者沉淀，请置于 56°C 水浴重新溶解。
6. 所有离心步骤均使用台式离心机，室温下进行。

【操作步骤】

1. 材料处理

1a. 贴壁培养的细胞应先处理为细胞悬液（最大提取量为 10^7 个细胞），收集细胞，弃尽培养液，加入 600 μ l Buffer RL（用前检查是否已加入 β -巯基乙醇），反复吹打使其充分裂解。

注意：一定要弃尽培养液，否则影响裂解和后续的核酸纯化步骤。

1b. 取不大于 30 mg 的动物组织，液氮研磨成细粉末，加入 600 μ l Buffer RL（用前检查是否加入 β -巯基乙醇），或直接加入 600 μ l Buffer RL（使用前检查是否已加入 β -巯基乙醇），匀浆处理。

注意：匀浆要充分，否则影响 RNA 产量。

2. 将上步所得溶液 12,000 rpm（ $\sim 13,400\times g$ ）离心 3-5 分钟，小心的将上清加入到已装入收集管吸附柱 DM（Spin Columns DM）中，12,000 rpm 离心 30-60 秒，收集滤液。将吸附柱 DM 放在一个新的 2 ml 收集管中，室温或 4 $^{\circ}$ C 放置，待提 DNA。

注意：确保吸附柱上没有液体残留，如果有必要可以重复离心，直至所有的液体通过吸附柱的膜。

A、总 RNA 提取

3. 向步骤 2 所得滤液中加入 1 倍体积的 70%乙醇（无 RNase 水配制），混匀。

4. 将上步所得溶液全部加入到已装入收集管的吸附柱（Spin Columns RM）中，若一次不能全部加完溶液，可分次转入。12,000 rpm 离心 20 秒，保留收集管中的液体，用于蛋白提取。

5. 将吸附柱 RM 放入一个新的 2ml 收集管中，向吸附柱 RM 中加入 700 μ l Buffer RW1, 12,000 rpm 离心 20 秒，倒掉收集管中的废液，将吸附柱 RM 放回收集管中。

6. 向吸附柱 RM 中加入 500 μ l Buffer RW2（使用前检查是否已加入无水乙醇），12,000 rpm 离心 20 秒，倒掉收集管中的废液，将吸附柱 RM 放回 2 ml 收集管中。

7. 重复步骤 6。

8. 12,000 rpm 离心 2 分钟，倒掉收集管中的废液。将吸附柱置于室温数分钟，以彻底晾干。

注意：此步骤目的是去除吸附柱中残余的乙醇，乙醇的残留会影响后续的酶促反应（酶切、PCR 等）。

9. 将吸附柱 RM 置于一个新的无 RNase 的 1.5 ml 离心管中，向吸附柱 RM 的中间部位加入 30-50 μ l RNase-Free Water，室温放置 2-5 分钟，12,000 rpm 离心 1 分钟，收集 RNA 溶液，-70 $^{\circ}$ C 保存 RNA，防止降解。

注意：1) RNase-Free Water 体积不应小于 30 μ l，体积过小影响回收率。

2) 如果要提高 RNA 的产量，可用 30-50 μ l 新的 RNase-Free Water 重复步骤 9。

3) 如果要提高 RNA 浓度，可将得到的溶液重新加入到吸附柱中，重复步骤 9。

B、基因组 DNA 提取

10. 向吸附柱 DM 中加入 500 μ l Buffer GW1（使用前检查是否已加入无水乙醇），12,000 rpm 离心 20 秒，倒掉收集管中的废液，将吸附柱 DM 放回收集管中。

11. 向吸附柱 DM 中加入 500 μ l Buffer GW2（使用前检查是否已加入无水乙醇），12,000 rpm 离心 2 分钟，倒掉收集管中的废液，将吸附柱 DM 放回收集管中。

注意：如需进一步提高 DNA 纯度，可重复步骤 11。

12. 12,000 rpm 离心 2 分钟，倒掉收集管中的废液。将吸附柱 DM 置于室温数分钟，以彻底晾干吸附柱中的乙醇。

注意：这一步的目的是将吸附柱中残余的乙醇去除，乙醇的残留会影响后续的酶促反应（酶切、PCR 等）。

13.将吸附柱 DM 置于一个新的离心管中，向吸附柱 DM 的中间部位悬空加入 100 μ l BufferGE ,室温放置 2-5 分钟，12,000 rpm 离心 2 分钟，收集 DNA 溶液，-20 $^{\circ}$ C 保存 DNA。

注意：1) Buffer GE 的体积不应小于 100 μ l，体积过小影响回收率。

2) 如果要提高 DNA 的产量，将 100 μ l 新的 Buffer GE 加至吸附柱上，重复步骤 13；如果要提高 DNA 浓度，可以将步骤 13 所得的 DNA 洗脱液重新加至吸附柱上，重复步骤 13。

C、蛋白质提取

14.在提取 RNA 流出液（即步骤 4 所得溶液）中加入 1 倍体积的 Buffer PZ，充分混匀，室温放置 10-30 分钟。

15.12,000 rpm 离心 10 分钟，弃上清。

16.加入 500 μ l 70%乙醇，12,000 rpm 离心 1 分钟，尽可能吸尽上清。

17.将离心管置于室温数分钟，以晾干沉淀。

注意：这一步的目的是将残余的乙醇去除，过分干燥会使蛋白沉淀难于溶解，干燥不彻底残留的乙醇会影响蛋白上样。

18.加入 100 μ l Buffer PLS，得到蛋白溶液。

注意：1) 采用 Buffer PLS 溶解得到的蛋白样品适用于 SDS-PAGE 和 Western Blot 检测，但不适用于 Bradford 方法进行蛋白定量，如需采用 Bradford 方法进行蛋白定量可采用 5%SDS 溶解蛋白，或根据下游试验选择合适的蛋白溶解缓冲液。

2) 加入溶解蛋白缓冲液的量根据初始样本量及下游试验具体要求来确定。

3) 溶解的蛋白可置于-20 $^{\circ}$ C 保存数月，置于 2-8 $^{\circ}$ C 保存数天。

蛋白样品如需进行 SDS-PAGE 电泳可进行如下操作：

19.蛋白样品中加入蛋白 Loading Buffer，95 $^{\circ}$ C 变性 5-10 分钟，将样品冷却至室温。

20.12,000 rpm 离心 1 分钟，吸取上清进行下游的 SDS-PAGE 或 Western blot 等试验。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。