

2x Realtime PCR Super mix (SYBRgreen,with anti-Taq) 使用说明书

产品名称	单位	货号
2xRealtime PCR Super mix	1ml*5 支	MF013-01
2xRealtime PCR Super mix	(1ml*5 支)*5	MF013-05
2xRealtime PCR Super mix	(1ml*5 支)*10	MF013-10

【储存条件】

长期保存，请置于-20°C，有效期 24 个月。经常使用，可置于 4°C 保存至少六个月。

【产品简介】

本产品是采用 SYBR Green I 嵌合荧光法进行实时荧光定量 PCR 的专用 2x 浓度预混液。利用 HotStart Taq DNA Polymerase 高温加热前，anti-Taq 单克隆抗体与 Taq 酶结合，抑制 Taq 酶的聚合酶活性，从而抑制在低温条件下出现的由引物和模板 DNA 非特异性杂交或引物二聚体引起的非特异性扩增。Anti-Taq 单克隆抗体在 PCR 反应第一循环的变性步骤中已完全失活，不会阻碍之后的 Taq Polymerase 反应，大大提高了 PCR 反应的灵敏度及特异性。优化浓度的 SYBR Green I 荧光染料，特异性地掺入 DNA 双链后，荧光信号增强，而不掺入链中 SYBR Green I 染料分子荧光信号不变，从而保证荧光信号的增加与 PCR 产物的增加完全同步，荧光可以在退火或延伸阶段测定。

【产品组份】

HotStart Taq DNA Polymerase、SYBR Green I、dNTPs、Mg²⁺、ROX、反应缓冲液、稳定剂和增强剂。

【适用范围】

主要用于基因组 DNA 靶序列和 RNA 反转录后 cDNA 靶序列的定量检测。本品具有高通用性，可用于各种仪器。因产品中已经添加了 ROX Reference Dye，因此可以用于需要校正荧光信号的仪器（如 ABI Prism7000/7300/7700/7900HT 和 ABI Step One /ABI Step One Plus 荧光定量 PCR 仪）。也可以用于 Stratagene、Roche、Bio-RAD 和 Eppendorf 等各种荧光定量 PCR 仪上采用 SYBRGreen 法进行基因表达分析和核酸检测等实验。

【所需试剂】

本产品为 2x 预混荧光定量 PCR 反应体系，使用时只需加入模板、引物和水，使其工作浓度为 1x，即可进行反应。具有快速简便、灵敏度高、特异性强、稳定性好等优点，可最大限度地减少人为误差、节约 PCR 实验操作时间、降低污染几率。

【操作示例】

按下表配制 PCR 反应体系：

Template DNA	X* μ l
2xRealtime PCR Super mix	10 μ l
Primer 1 (10 μ M)	0.5 μ l
Primer 2 (10 μ M)	0.5 μ l
ddH ₂ O 补足至	20 μ l

建议的 PCR 条件：

95°C	30-60 sec.
35-40 cycles of:	
95°C	15 sec.
55-65°C	15 sec.
72°C	30-60 sec*.

*一般情况下目标片段在 300bp 以下时，延伸时间 30 秒即可，但一部分仪器，为测定稳定的荧光，延伸时间需要大于 30 秒。扩增曲线散乱，或者各孔间差异较大时，请设定较长的延伸时间（45-60 秒）。

*:10~100 ng 基因组 DNA，或 1~10 ng cDNA 为参照，因不同物种的模板中含有的目的基因拷贝数不同，可对模板进行梯度稀释，以确定最佳的模板使用量。另外 two Step RT PCR 反应的 cDNA（RT 反应液）作为模板时的添加量不要超过 PCR 反应液总体积的 10%。

【注意事项】

1. 使用前请上下颠倒轻轻混匀，尽量避免起泡，并经短暂离心后使用。
2. 尽可能减少在光下的曝露时间，长时间的曝露可导致荧光信号强度的丧失。本品不能用于杂交探针法。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。

2x Realtime PCR Super mix (SYBRgreen, with anti-Taq) User Manual

Product	Units	Cat.#
2xRealtime PCR Super mix	1ml*5tubs	MF013-01
2xRealtime PCR Super mix	(1ml*5tubes)*5	MF013-05
2xRealtime PCR Super mix	(1ml*5tubes)*10	MF013-10

Store at -20°C, protected from light.

Description

MF013 is a Taq DNA polymerase-based 2x Super mix for real-time PCR, which contains all components, except for the primer. This reagent is applicable for intercalation assay with SYBR® Green I. This reagent can be used in glass capillary systems (e.g., LightCycler, Roche Molecular Systems, Inc.). This reagent can be used in a passive reference system (e.g., ABI PRISM® 7700, Applied Biosystems, Inc.). The passive reference dye does not affect any other systems. Hot Start technology with anti-Taq DNA polymerase antibodies enables high specificity and reproducible amplification.

Detection

MF013 can be used in general detection devices, such as: LineGene (Bioer Technology co., ltd.); MF013 can also be used in detection equipment using glass capillaries or passive reference, such as: LightCycler (Roche Molecular Systems); ABI PRISM® 7000, 7700, and 7900 (Applied Biosystems). Note: The passive reference mode of detectors should be set at "ROX".

Specimen

1. cDNA: Reverse transcription reactions from total or poly (A)+ RNA may be used directly, or after dilution, for real-time PCR. Purified cDNA by phenol/chloroform extraction and ethanol precipitation may also be used. Oligo dT and random primers are suitable for the reverse transcription reaction. Up to 20% of the synthesized cDNA solution from the M5 Super qPCR RT kit (Code NO. MF012) may be added to the PCR reaction solution directly, without purification.
2. Genomic DNA: Purified DNA, which would be used for general PCR, is also suitable for real-time PCR. In the case of mammalian genomic DNA, 1~10 ng genomic DNA is sufficient for real-time PCR.

Protocol I
1. Intercalation assay protocol using ABI PRISM® 7700

The following is an intercalator assay protocol to be used with ABI PRISM® 7700. For other detection devices, this protocol may require modification depending on each instruction manual.

(1) Preparation of reaction solution

Component	Volume	Final Concentration
PCR grade water	16 μ l	
Realtime PCR Super Mix	25 μ l	1x
10pmol/ μ l (10 μ M) Primer #1	2 μ l	0.4 μ M
10pmol/ μ l (10 μ M) Primer #2	2 μ l	0.4 μ M
Template DNA	5 μ l	
Total volume	50 μ l	

Notes: The primer concentration can be further optimized, if needed. The optimal range for the primers is 0.2~0.6 μ M. In the case of commercially available primers, recommended conditions from those companies should be used.

(2) Cycling conditions <3-step cycle>

The following condition is recommended:

Pre-denaturation:	95°C, 30sec. ~1 min.	
Denaturation:	95°C, 15 sec.	
Annealing:	55~65°C, 15 sec.	
Extension:	72°C, 45 sec. (data collection)	(35~40 cycles)
Melting curve analysis		

Notes:

- The annealing temperature in 3-step cycle should be set to 55~65°C, depending of the primer T_m value.
- The pre-denaturation condition described above is sufficient for inactivation of the anti-Taq DNA polymerase antibodies used in Hot Start PCR. To prevent unexpected and inappropriate results, do not prolong the pre-denaturation period. Fifteen seconds is also sufficient for denaturation during each cycle.
- Data collection step should be longer than 30 sec.

Protocol II

2. Intercalation assay protocol using Roche LightCycler™

The following is an intercalator assay protocol to be used with the Roche LightCycler™. In the case of other detection devices, this protocol should be modified accordingly.

(1) Preparation of reaction solution

Component	Volume	Final Concentration
PCR grade water	6.4 μ l	
Realtime PCR Super Mix	10 μ l	1x
10pmol/ μ l (10 μ M) Primer #1	0.8 μ l	0.4 μ M
10pmol/ μ l (10 μ M) Primer #2	0.8 μ l	0.4 μ M
Template DNA	2 μ l	
Total volume	20 μ l	

Notes: The primer concentration can be further optimized, if needed. The optimal range for primers is 0.2~0.6 μ M. In the case of commercially available primers, recommended conditions from each manual should be followed.

(2) Cycling conditions <3-step cycle>

The following condition is recommended:

Pre-denaturation:	95°C, 30 sec. ~1 min.	
Denaturation:	95°C, 5 sec.	
Annealing:	55~65°C, 10 sec.	
Extension:	72°C, 15 sec. (data collection)	(35~40 cycles)

Melting curve analysis

Notes:

- The annealing temperature can be set to 55~65°C, depending on the primer T_m value.
- The annealing time should be set for 5~20 seconds. Longer annealing time results in increased efficiency, and a shorter time decreases non-specific amplification.
- The pre-denaturation condition described above is sufficient for inactivation of the anti-Taq DNA polymerase antibodies used in Hot Start PCR. To prevent unexpected and inappropriate results, do not prolong the pre-denaturation period. Five seconds is also sufficient for denaturation during each cycle.
- Data collection step should be longer than 10 sec. If commercially available primers or probes are employed, the recommended conditions from each company should be used.