

## M5 HiPure Oligo15 (dT) Primer

Product	Unit	Cat.#
M5 HiPure Oligo15 (dT) Primer	50ul	MF294-01

**【Storage】** : **Shipped at -20°C.** 多次使用应少量分装，避免反复冻融。

**【Background】** : 本产品是人工合成的单链 15-mer 寡核苷酸，具有 5' -和 3' -羟基末端，适用于第一链 cDNA 合成。



**Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"**