

M5 黏液 HID-AB 染色液使用说明书

产品名称	单位	货号
M5 黏液 HID-AB 染色液	3x50ml	MF226-01

【储存条件】

4°C,避光,6个月

【产品简介】

又称高铁二胺-阿利新蓝染色液，
可以染色酸性黏蛋白、蛋白多糖、透明质酸等物质，
可以区分硫黏蛋白和蛋白多糖。

【注意事项】

1. 使用时请在洁净台操作，避免污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。



【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。