

M5 Donkey Anti-Mouse IgG, FITC Conjugated

Product	Unit	Cat.#
M5 Donkey Anti-Mouse IgG, FITC Conjugated	100ul	MF255-01

【Storage】 : Shipped at 4°C. Store at -20°C.

【产品介绍】 : 本产品为 FITC（硫氰酸荧光素）标记的经亲和纯化的驴抗体，特异识别小鼠 IgG 重链和轻链，检测灵敏度高，本底低。

【免疫原】 : 小鼠 IgG

【缓冲液】 : 0.01M PBS, 50%甘油, pH7.6

【稳定剂】 : 15 mg/ml BSA（不含 IgG 和蛋白酶）

【防腐剂】 : 0.05%叠氮钠

【荧光团】 : FITC, Amax=492nm; Emax=520nm

【应用范围】 : 对于大多数实验 (1: 50-200)

【注意事项】 :

1. 使用时应按所需的浓度进行稀释，现用现配。
2. 经检测本产品对牛、鸡、山羊、豚鼠、叙利亚仓鼠、马、人、兔子、大鼠、绵羊血清几乎无交叉识别。
3. 为了获得实验最佳效果，请根据实验调整最佳工作稀释度。
4. 本产品仅用于科研，不能用于人体实验或人体治疗。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。