

M5 Goat Anti-Rabbit IgG, Cy3 Conjugated

Product	Unit	Cat.#
M5 Goat Anti-Rabbit IgG, Cy3 Conjugated	100ul	MF246-01

【Storage】 : Shipped at -20°C. Store at -20°C.

【产品介绍】 : 本产品为 Cy3 标记的经抗原亲和纯化的山羊抗体，特异识别兔 IgG，可以与 TRITC 使用相同的滤光片。使用本产品检测灵敏度高，本底低，对其他种属 IgG 无明显交叉反应，常用于免疫荧光和流式细胞等标记检测。

【免疫原】 : 兔 IgG

【缓冲液】 : 0.01M PBS, 50%甘油, pH7.6

【稳定剂】 : 15 mg/ml BSA (不含 IgG 和蛋白酶)

【防腐剂】 : 0.05%叠氮钠

【荧光团】 : Cy3 bis-NHS ester, Amax=550nm; Emax=570nm

【应用范围】 : 1: 50-400 (大部分实验)

【注意事项】

1. 使用时应按所需的浓度进行稀释，现用现配。
2. 为了获得实验最佳效果，请根据实验调整最佳工作稀释度。
3. 避免使用含有苯二胺的封片剂，因为会导致荧光变弱和扩散。
4. 本产品仅用于科研，不能用于人体实验或人体治疗。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。