

## M5 Goat Anti-Mouse IgG, AP Conjugated

Product	Unit	Cat.#
M5 Goat Anti-Mouse IgG, AP Conjugated	100ul	MF241-01

**【Storage】** : Shipped at -20°C. Store at -20°C.

**【产品介绍】** : AP (Alkaline Phosphatase) 即碱性磷酸酶, 可以催化 BCIP/NBT 等显色试剂显色或催化适当的化学发光试剂产生化学发光。本产品为碱性磷酸酶标记的经亲和纯化的山羊抗体, 特异识别小鼠 IgG 重链和轻链, 检测灵敏度高, 本底低, 对其他种属 IgG 无明显交叉反应, 可用于 Western Blot 和 ELISA 检测。

**【免疫原】** : 小鼠 IgG

**【缓冲液】** : 0.01M Tris-HCl, 0.25M NaCl, 50%甘油, pH8.0

**【稳定剂】** : 15 mg/ml BSA (不含 IgG 和蛋白酶)

**【抗体浓度】** : 1 mg/ml

**【防腐剂】** : 0.05%叠氮钠

**【应用范围】** : WB (1:1000-10000), IHC-P (1:100-1000), IHC-F (1:100-1000)  
ELISA (1:1000-10000)

**【备注】**

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时, 本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。