

# M5 Anti-Myc Tag Rabbit Polyclonal Antibody

## 抗 Myc 标签兔多克隆抗体使用说明书

产品名称	单位	货号
M5 Anti-Myc Tag Rabbit Polyclonal Antibody	100 $\mu$ l	MF083-R-01

**【STORAGE】**

Store at -20°C. Stable for one year from the date of shipment.

**【BACKGROUND】**

该抗体可高度特异识别重组蛋白 C 末端或 N 末端的 c-Myc 标签，而不受邻近氨基酸组成的影响，可用于检测各种表达载体表达的 c-Myc Tag 融合蛋白。

**【SOURCE】**

人工合成 MYC 第 410-419 位多肽序列 (EQKLISEEDL)。

**【SPECIFICITY】**

Myc-Tag Rabbit Polyclonal antibody detects over-expressed proteins containing the Myc epitope tag.

**【REACTIVITY】**

All

**【ISOTYPE】**

Rabbit IgG1

**【Concentration】**

1mg/ml

**【RECOMMENDED ANTIBODY DILUTIONS】**

Western blotting	1:1000-5000
ELISA	1:500-10000

For Western blots, incubate membrane with diluted antibody in 5% w/v nonfat dry milk, 1X TBS, 0.05% Tween-20 at 4°C with gentle shaking, overnight.

**APPLICATION DATA****【备注】**

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。