

M5 dUTP (100mM) 使用说明书

产品名称	单位	货号
M5 dUTP (100mM)	100ul	MF991-01
M5 dUTP (100mM)	500ul	MF991-05

【储存条件】

-20℃恒温保存两年；经常使用，建议适量分装，避免反复冻融。

【产品简介】

本品是 100 mM 的 dUTP 水溶液的形态，纯度 99%，pH 值 7.0±0.1。

【使用方法】

1. dUTP 融化后建议分装成 50 μ l 的小包装，置于-20℃保存；
2. 如短期内需经常使用，可将适当体积的小包装置于 4℃保存；
3. 操作时应严格遵循无菌原则。



【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。