

## M5 Goat Anti-Rabbit IgG, AP Conjugated

Product	Unit	Cat.#
M5 Goat Anti-Rabbit IgG, AP Conjugated	100ul	MF236-01

**【Storage】** : Shipped at 4°C. Store at +4°C.

**【产品介绍】** : AP (Alkaline Phosphatase) 即碱性磷酸酶, 可以催化 BCIP/NBT 等底物显色或催化适当的化学发光试剂产生化学发光。本产品为碱性磷酸酶标记的经亲和纯化的山羊抗体, 特异识别兔 IgG, 对其他种属 IgG 无明显交叉反应, 检测灵敏度高, 本底低, 可用于 Western Blot 和 ELISA 检测。

**【免疫原】** : 兔 IgG

**【缓冲液】** : 0.01M Tris-HCl, 0.25M NaCl, 50%甘油, pH8.0

**【稳定剂】** : 15 mg/ml BSA (不含 IgG 和蛋白酶)

**【防腐剂】** : 0.05%叠氮钠

**【应用范围】** : WB (1: 2,000-10,000)  
ELISA (1: 2,000-20,000)

**Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"**