

M5 HiPure 5' -三磷酸腺苷 (ATP) (10mM)

使用说明书

产品名称	单位	货号
M5 HiPure 5' -三磷酸腺苷 (ATP) (10mM)	1ml	MF458-01

【储存条件】: -20°C

【产品简介】

Adenosine 5'-Triphosphate (ATP) is a substrate for ATP-dependent enzyme systems.

Supplied in: Sterile purified water adjusted to pH7.0 with NaOH.

【分子量】: 551.2 daltons (disodium salt).

【纯度】: >99% pure

【质量控制】: ATP is free of detectable RNase, DNase, phosphatase and protease activities.

【注意事项】 For long term storage, keep in small aliquots at -70° C.

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。