

M5 Donkey Anti-Chicken IgY (G) (H+L), Peroxidase Conjugated

Product	Unit	Cat.#
M5 Donkey Anti-Chicken IgY (G) (H+L), Peroxidase Conjugated	100ul	MF257-01

【Storage】 : Shipped at 4°C. Store at -20°C.

【产品介绍】 : HRP (Horseradish Peroxidase) 即辣根过氧化物酶, 可以催化 DAB, TMB 等底物显色或催化 ECL 等化学发光试剂产生化学反应而发光。本产品为过氧化物酶标记的经亲和纯化的驴抗体, 特异识别鸡 IgY, 检测灵敏度高, 本底低, 可以用于 Western Blot, ELISA 和免疫组化检测。

【免疫原】 : 鸡 IgY

【缓冲液】 : 0.01M PBS, 50%甘油, pH7.6

【稳定剂】 : 15 mg/ml BSA (不含 IgG 和蛋白酶)

【防腐剂】 : 无, 叠氮钠是 HRP 抑制剂, 抗体稀释液中请避免使用叠氮钠作为防腐剂。

【应用范围】 : Western Blot (ECL 发光检测) 1:10000-20000
ELISA 和 Western Blot (显色检测) 1:5000-10000
Immunohisto/cytochemistry 1:500-5000

【注意事项】 :

1. 使用时应按所需的浓度进行稀释, 现用现配。
2. 经检测本产品对牛、山羊、豚鼠、叙利亚仓鼠、马、人、兔子、小鼠, 大鼠、绵羊血清几乎无交叉识别。
3. 为了获得实验最佳效果, 请根据实验调整最佳工作稀释度。
4. 本产品仅用于科研, 不能用于人体实验或人体治疗。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时, 本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。