

M5 Donkey Anti-Goat IgG, FITC Conjugated

Product	Unit	Cat.#
M5 Donkey Anti-Goat IgG, FITC Conjugated	100ul	MF260-01

【Storage】 : Shipped at -20°C. Store at -20°C.

【产品介绍】 : 本产品为 FITC 标记的经亲和纯化的驴抗体，特异识别山羊 IgG，检测灵敏度高，本底低，对其他种属 IgG 无明显交叉反应，常用于免疫荧光和流式细胞等标记检测。

【免疫原】 : 山羊 IgG

【缓冲液】 : 0.01M PBS, 50%甘油, pH7.6

【稳定剂】 : 15 mg/ml BSA (不含 IgG 和蛋白酶)

【防腐剂】 : 0.05%叠氮钠

【荧光团】 : FITC, Amax=492nm; Emax=520nm

【应用范围】 : 1: 50-200 (大部分实验)

【注意事项】

1. 使用本产品时，封闭液与抗体稀释液建议使用 5%驴血清或无 IgG 的 BSA，使用普通 BSA 或奶粉可能造成背景增高，抗体滴度降低。
2. 使用时应按所需的浓度进行稀释，现用现配。
3. 为了获得实验最佳效果，请根据实验调整最佳工作稀释度。
4. 本产品仅用于科研，不能用于人体实验或人体治疗。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。