

M5 Anti-MBP-Tag (16E3) Mouse Monoclonal Antibody 抗 MBP 标签鼠单克隆抗体使用说明书

产品名称	单位	货号
M5 Anti-MBP-Tag (16E3) Mab	100 μ l	MF538-01

【STORAGE】

Store at -20°C. Stable for one year from the date of shipment.

【BACKGROUND】

该抗体为高纯度的鼠单克隆抗体，与 MBP 结构域具有高亲和性，可灵敏特异地检测各种 MBP 编码载体表达的 MBP-Tag 融合蛋白。

【SOURCE】

全长 MBP 蛋白。

【克隆号】

16E3

【SPECIFICITY】

MBP-Tag Mouse Monoclonal antibody detects over-expressed proteins containing the MBP epitope tag.

【REACTIVITY】

All

【ISOTYPE】

Mouse IgG1

【Concentration】

1mg/ml

【RECOMMENDED ANTIBODY DILUTIONS】

Western blotting	1:500-5000
ELISA	1:1000-20000

For Western blots, incubate membrane with diluted antibody in 5 % w/v nonfat dry milk, 1X TBS, 0.05 % Tween-20 at 4°C with gentle shaking, overnight.

APPLICATION DATA

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。