

M5 HiPure ER2738 大肠杆菌菌株 使用说明书

产品名称	单位	货号
M5 HiPure ER2738 大肠杆菌菌株	0.5ml	MFS03004-01

【储存条件】蓝冰运输；长期保存放 -80℃；

【复苏方法】划线培养，37℃培养到单菌落长出。

【制备方法】The strain was grown at 37℃, 220rpm in 2YT medium to OD₆₀₀=1.0. Stored in 2YT medium with 10% glycerol.

【产品性能】

菌株类型： E.coli

培养基： 2YT 或者 LB 培养基

生长条件： 37℃， 有氧

基因型： F'proA+B+ lacIq Δ(lacZ)M15 zzf::Tn10(TetR)/ fhuA2 glnV Δ(lac-proAB) thi-1 Δ(hsdS-mcrB)5

抗性： 四环素

应用： 噬菌体展示蛋白表达，可以用于 M13 噬菌体工作，普通的质粒克隆，能够利用蓝白斑筛选，也可以用于蛋白表达。

菌株特点： ER2738 具有四环素抗性，主要用于噬菌体展示的研究工作。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。