

DEPC

使用说明书

产品名称	单位	货号
DEPC	5ml	D36954

【储存条件】 2-8℃ 干燥

【产品简介】 蛋白质组氨酸和酪氨酸的修饰试剂。RNA 酶活性的抑制，使 RNase 失活，从而防止 RNA 被降解。

【中文名称】： 焦碳酸二乙酯

【英文名称】： Diethyl pyrocarbonate

【别名】： 焦碳酸二乙酯 DEPC

【外观与性状】： 液体

【密度】： 1.101g/mL

【CAS No】： 1609-47-8

【分子式】： C₆H₁₀O₅

【分子量】： 162.14

【MDL】： MFCD00009106

【EINEC】： 216-542-8



【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。