

M5 HiPure Agarose 琼脂糖

使用说明书

产品名称	单位	货号
M5 HiPure Agarose 琼脂糖	100g	MF103-01

【储存条件】 室温，可稳定保存 5 年以上

【产品简介】

琼脂糖 Agarose，白色粉末，缩写为 AG，是琼脂中不带电荷的中性组成成份，也译为琼胶素或琼胶糖。

琼胶糖化学结构是由 1,3 连结的 β -D-半乳糖和 1,4 连结的 3,6-内醚-L-半乳糖交替连接起来的长链构成。

【产品参数】

CAS No: 9012-36-6

分子式: C₁₂H₁₈O₉

分子量: 306.26

凝胶强度 (1%): >1250g/cm²

凝胶温度 (1.5%): 34.5-37°C

溶胶温度 (1.5%): 86-89°C

核酸酶: 无

蛋白酶: 无

【操作步骤】

根据实验具体要求操作，配制各种浓度的胶，跑电泳。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。