

M5 HiPure SOC Medium

使用说明书

产品名称	单位	货号
M5 HiPure SOC Medium	10ml	MF824-01

【储存条件】 2-8°C, 1年

【产品简介】

SOC 培养基可以用于各种细菌培养，是分子生物学常规试剂。SOC 培养基(pH7.0)主要由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠、氯化钾、氯化镁等组成，其胰蛋白胨浓度比常规 LB 培养基高 1 倍，而且含葡萄糖，经过滤除菌处理。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

【产品组成】 胰蛋白胨，酵母浸粉，氯化钠，氯化钾，氯化镁，硫酸镁，葡萄糖，水，pH 值 7.0±0.2。

【使用方法】 根据实验具体要求操作，加入合适的抗菌素和菌种进行培养。

【注意事项】

- 1、注意无菌操作，尽量避免污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。