

M5 HiPure 二甲基亚砷 DMSO (细胞培养级)

使用说明书

产品名称	单位	货号
M5 HiPure 二甲基亚砷 DMSO (细胞培养级)	50ml	MF239-01
M5 HiPure 二甲基亚砷 DMSO (细胞培养级)	100ml	MF239-02
M5 HiPure 二甲基亚砷 DMSO (细胞培养级)	500ml	MF239-10

【储存条件】 室温保存，用量少时可小量无菌分装。

【产品简介】

一种常用的有机溶剂，用途广泛。气相色谱固定液(最高使用温度 30℃，溶剂为丙酮)，分离分析低级烃异构物。紫外光谱分析用溶剂，乙炔、二氧化硫及其他气体的溶剂，合成纤维的聚合及纺丝溶剂，农药溶剂，萃取剂，活性染料稳定剂等等。

【产品参数】

中文名称: 二甲基亚砷

英文名称: Dimethyl sulfoxide

别名: 二甲基亚砷 DMSO

CAS No: 67-68-5

分子式: C₂H₆SO

分子量: 78.13

MDL: MFCD00002089

EINEC: 200-664-3

熔点: 16-19℃

密度: 1.10g/mL

外观与性状: 无色透明液体

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。