

M5 HiPure 脱纤维绵羊血(无菌) 使用说明书

产品名称	单位	货号
M5 HiPure 脱纤维绵羊血(无菌)	100ml	MF1220-01

【储存条件】 2-8℃，避光。

【产品简介】

常用于红细胞间接凝集试验、补体结合试验、T 淋巴细胞 E 花环试验、制作致敏细胞、免疫注射抗体、制作血平板等试验。

注：本产品易产生溶血现象，每天需轻轻将红细胞全部摇起

【产品参数】

英文名称： Defibrinated Sheep Blood(sterile)

外观（性状）： 鲜红色粘稠液体

pH 值： 7.2-7.8



【操作步骤】

每个培养基中添加剂的使用量不同，具体使用量详见各个培养基的产品介绍。

【注意事项】

1. 产品信息仅供参考，
2. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
3. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。