

## M5 Goat Anti-Rabbit IgG, TRITC Conjugated

Product	Unit	Cat.#
M5 Goat Anti-Rabbit IgG, TRITC Conjugated	100ul	MF247-01

**【Storage】** : Store at -20°C.

**【产品介绍】** : TRITC（四甲基异硫氰酸罗丹明）为罗丹明的衍生物，激发后呈现明亮的橙红色荧光。与 FITC 的黄绿色荧光对比鲜明，可配合用于双重标记或对比染色。因其荧光淬灭慢，也可用于单独标记染色。本产品为 TRITC 标记的经抗原亲和纯化的山羊抗体，特异识别兔 IgG。使用本产品检测灵敏度高，本底低，稳定性好，对其他种属 IgG 无明显交叉反应。

**【免疫原】** : 兔 IgG

**【缓冲液】** : 0.01M PBS, 50%甘油, pH7.6

**【稳定剂】** : 15 mg/ml BSA（不含 IgG 和蛋白酶）

**【防腐剂】** : 0.05%叠氮钠

**【荧光团】** : TRITC, Amax=550; Emax=570

**【应用范围】** : 对于大多数实验 (1: 25-100)

### 【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。