

## M5 特级马血清使用说明书

产品名称	单位	货号
M5 特级马血清	200ml	MF443-01

### 【储存条件】

-20℃保存

### 【产品简介】

说明：经三次 100nm 过滤。

三种方法检测确保无支原体，细菌病毒检验符合美国 USP 和 9CFR 标准。

内毒素含量 $\leq$ 10EU/ml，血红蛋白含量 $\leq$ 10mg/dl。

### 【注意事项】

1. 使用时请在洁净台操作，避免污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。



### 【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。