

M5 HiPure LB 肉汤

Product	Unit	Cat.#
M5 HiPure LB 肉汤	250g	MF633-01

【Storage】：常温保存

【产品介绍】：

用于分子生物学中大肠杆菌的培养；用于细菌增菌培养。

【成分 (g/L)】：

蛋白胨 10.0g

酵母粉 5.0g

氯化钠 10.0g

PH 值 7.0±0.1

【使用方法】：

称取本品 2.5 克，溶解于 100ml 蒸馏水中，121°C 高压灭菌 15 分钟备用。

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"